

LE DÉFIBRILLATEUR PEUT VOUS SAUVER LA VIE

**RESPECTEZ
CET APPAREIL**

Premiers gestes à poser **AVANT** l'utilisation du défibrillateur

Restez calme :

- 1 METTEZ LA VICTIME SUR SON DOS ET SUR UN SOL PLAT ET DUR.
- 2 VÉRIFIEZ L'ÉTAT DE CONSCIENCE. **ELLE DOIT ÊTRE INCONSCIENTE.**
- 3 VÉRIFIEZ SA RESPIRATION. **ELLE NE RESPIRE PLUS OU ANORMALEMENT :** SI LA VICTIME NE RÉPOND PAS À CES DEUX CRITÈRES, LA METTRE EN POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (SUR SON CÔTÉ).
- 4 FAITES-VOUS AIDER. NOMMEZ 3 PERSONNES :
 - UNE POUR SONNER AU 112 ;
 - UNE POUR ALLER CHERCHER LE DÉFIBRILLATEUR ;
 - UNE POUR VOUS AIDER À PRATIQUER LE MASSAGE CARDIAQUE.
- 5 FAITES UN PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ AUTOUR DE LA VICTIME :
EXCEPTÉS LES SAUVETEURS PERSONNE NE TOUCHE LA VICTIME.
- 6 COMMENCEZ LE MASSAGE CARDIAQUE DIRECTEMENT ET SANS ARRÊT SUR LE TORSÉ NU DE LA VICTIME ET CE, JUSQU'AU MOMENT OÙ LE DÉFIBRILLATEUR VOUS DEMANDERA D'APPLIQUER LES ÉLECTRODES (30 MASSAGES ET 2 INSUFFLATIONS).

► Procédure à suivre pour la **DÉFIBRILLATION**

- 7 OUVREZ L'APPAREIL.
- 8 PUSSEZ LE BOUTON ON/OFF OU MARCHE/ARRÊT.
- 9 OUVREZ LE SACHET D'ÉLECTRODES.
- 10 UTILISEZ LE KIT DE SECOURS COLLÉ AU SACHET D'ÉLECTRODES SI NÉCESSAIRE POUR RASER OU SÉCHER LA VICTIME.
- 11 METTEZ LES ÉLECTRODES EN PLACE QUAND LA MACHINE VOUS Y INVITE.
- 12 **ÉCARTEZ-VOUS ET LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR LES INSTRUCTIONS DONNÉES PAR LA MACHINE JUSQU'À L'ARRIVÉE DES SECOURS PRÈS DE VOUS.**

Dans le cas où les secours ne sont pas arrivés, et que la victime n'est pas revenue à elle, continuer de masser et défibriller autant de fois que la machine vous le demandera.

Dans le cas où les secours ne sont pas arrivés, mais que la victime est à nouveau consciente, laisser les électrodes collées et le défibrillateur allumé.